



























































# Programmierkabelübersicht

LiNX <sup>2</sup>	 61er	 CS44 mit 4-pol. Stecker + CS53	 Airlink II	Vea 3	 60er	 Programmieradapter II + CS44 mit 4-pol. Stecker	
LiNX <sup>2</sup>	 62er	 Programmieradapter + CS44 mit 4-pol. Stecker	 Airlink II	Vea	 70er	 Programmieradapter II + CS44 mit 4-pol. Stecker	
LiNX <sup>2</sup>	 67er	 CS44 mit 4-pol. Stecker + CS53	 Airlink II	Vea	 80er	 Programmieradapter II + CS44 mit 4-pol. Stecker	
Enya 4/3 Vea 3	 62er	 Programmieradapter + CS44 mit 4-pol. Stecker	 Airlink II außer Vea 3	Up Smart	 98er	 Batterieadapter + CS44 mit 4-pol. Stecker	 Airlink II
Enya 4/3	 67er	 Programmieradapter + CS44 mit 4-pol. Stecker	 Airlink II	ENZO <sup>2</sup>	 98er	 Batterieadapter + CS44 mit 4-pol. Stecker	 Airlink II
LiNX <sup>2</sup> Up Smart Enya Vea 3	 77er (LiNX <sup>2</sup> )	 Programmieradapter + CS44 mit 4-pol. Stecker	 Airlink II außer Vea 3	Magna	 90er	 Programmieradapter II + CS44 mit 4-pol. Stecker	
LiNX <sup>2</sup> Up Smart Enya Vea 3	 77er	 Programmieradapter + CS44 mit 4-pol. Stecker	 Airlink II außer Vea 3	Lex	 Programmierpille		
LiNX <sup>2</sup> Up Smart Enya Vea 3	 88er (LiNX <sup>2</sup> )	 Programmieradapter + CS44 mit 4-pol. Stecker	 Airlink II außer Vea 3				



**Bitte beachten:** Alle ReSound-Hörsysteme (mit Wireless und ohne Wireless) benötigen für die Programmierung mit Aventa eine frische Batterie.



LiNX <sup>2</sup> Enya	 ITE	 CS44 mit 4-pol. Stecker + CS53	 Airlink II	LiNX <sup>2</sup>	 MIH-S	 CS44 mit 4-pol. Stecker + CS53
LiNX <sup>2</sup> Enya	 ITC	 CS44 mit 4-pol. Stecker + CS53	 Airlink II	LiNX <sup>2</sup>	 IIC	 Programmierpille
LiNX <sup>2</sup>	 MIH	 CS44 mit 4-pol. Stecker + CS53	 Airlink II	Vea	 50er	 CS44 mit 4-pol. Stecker + CS53
LiNX <sup>2</sup> Enya	 CIC	 CS44 mit 4-pol. Stecker + CS53		Vea	 30er	 CS44 mit 4-pol. Stecker + CS53

Programmiermöglichkeit	Artikel-Nummer
Airlink II	17292002
CS44 mit 4-pol. Stecker (rechts)	9022 907 69019
CS44 mit 4-pol. Stecker (links)	9022 907 69029
Programmieradapter (anthrazit)	19902500
Programmieradapter II (beige)	17598200
CS53 Flex Adapter	19533900
Batterieadapter ENZO <sup>2</sup>	19215000
Batterieadapter Up Smart	19396800
Programmierpille Lex	17167800
Programmierpille IIC/10-C (rechts)	18523800
Programmierpille IIC/10-C (links)	18523700